

Návod na použitie**Obsah balenia**

- univerzálna manžeta na kolená a lakte
- 1x pripojovací kábel
- tento návod na použitie
- 1x ovládacia jednotka
- batérie, 3x 1,5 V AAA (LR03, Micro)

1. Zoznámenie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach tepla, váženia, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. Prečítajte si pozorne tento návod, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riadte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. S pozdravom Váš tím Beurer

Liečba bolesti pomocou stimulačného prístroja EM 29**Ako funguje stimulačný prúd?**

Prístroj TENS na kolená a lakte pracuje na báze elektrickej stimulácie nervov (TENS). Pod pojmom TENS, transkutánná elektrická nervová stimulácia, rozumieme účinnú elektrickú stimuláciu nervov cez kožu. TENS je klinicky preukázaná účinná metóda bez použitia liekov a pri správnej aplikácii bez vedľajších účinkov, schválená na liečbu bolesti vznikajúcej z určitých príčin - aj k jednoduchšej samoliečbe. Efektu zmiernenia alebo potlačenia bolesti je mimo iného dosiahnuté elimináciou prenosu bolesti do nervových vlákien (najmä vďaka vysokofrekvenčným impulzom) a zvýšeným uvoľňovaním endorfínov z tela, ktoré svojím pôsobením v centrálnej nervovej sústave zmierňujú vnímanie bolesti. Táto metóda je klinicky overená a schválená. Každý klinický obraz choroby, pre ktorú je vhodné použitie prístroja TENS, je potrebné prediskutovať s ošetroujúcim lekárom. Lekár vám tiež poskytne informácie o príslušných výhodách samoliečby pomocou TENS.

2. Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie sú použité tieto symboly:

	VAROVANIE Výstražné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia Vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možnosť poškodenia prístroja / príslušenstva.
	UPOZORNENIE Upozornenie na dôležité informácie.
	Prístroj nesmú používať osoby so zdravotníckymi implantátmi (napr. kardiostimulátory). Mohlo by dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu ich funkcie.

Na výrobnom štítku sú použité tieto symboly:

	Príložná časť typu BF
	Dodržiujte návod na použitie
	Prístroj môže vysielat' priemerné výstupné hodnoty 10 mA v intervale po 5 sekundách.
	Výrobca
	Chráňte pre vlhkosťou!
	Sériové číslo
	Značka CE potvrdzuje zhodu so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EHS pre zdravotnícke pomôcky.
	Likvidácia podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
	Certifikačná značka pre výrobky, ktoré sú vyvážané do Ruskej federácie a do Spoločenstva nezávislých štátov.

3. Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny



Varovanie

- Používajte prístroj TENS na kolená a lakte výhradne:
 - U človeka,
 - Na vonkajšie použitie,
 - Na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode.
 - Akékoľvek neodborné použitie môže byť nebezpečné!
 - Pri akútnych prípadoch má prvá pomoc prednosť.
 - Tento prístroj nie je určený na priemyselné alebo klinické použitie, ale výhradne pre použitie v domácnosti.
 - Pred použitím sa uistite, či prístroj a jeho príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo zákaznícky servis. Adresy servisných stredísk sú uvedené v návode.
 - Pri zdravotných problémoch akéhokoľvek druhu sa obráťte na svojho praktického lekára!
 - Prístroj TENS na kolená a lakte sa smie používať výhradne k vonkajšej aplikácii na ľudskom kolene alebo lakti. Použitie na iných častiach tela by mohlo spôsobiť vážne zdravotné problémy.
 - Ľahké začervenanie kože po použití je normálne a počas krátkej doby ustúpi.
- Použite prístroj znovu, až keď zmizne začervenanie.
- Ak sa pri dlhšej dobe liečby objaví podráždenie kože, zvolte kratšiu dobu stimulácie.
 - Pri silnom podráždení kože prerušte liečbu a vyhľadajte lekára.
 - Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými (napr. strata citlivosti) alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a / alebo vedomosťami. Tieto osoby môžu prístroj používať len vtedy, ak sú v záujme svojej bezpečnosti pod dohľadom kompetentnej osoby alebo od nej získali inštrukcie, ako majú prístroj používať.
 - Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí (nebezpečenstvo udusení!).
 - Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil.
 - Počas zapnutia ovládacej jednotky neprikladajte manžetu ani ju nijako neposúvajte.
 - Prepojovací kábel elektród zapájajte len do príslušnej ovládacej jednotky a univerzálnej manžety.
 - Počas liečby za pripojovací kábel neťahajte.
 - Prepojovací kábel neohýbajte a neťahajte za jeho konce.
 - Počas používania prístroja pri sebe nemajte žiadne iné elektronické prístroje, napr. hodinky.

Bezpečnostné opatrenia



Varovanie

- Aplikáciu vykonávajte v prvých minútach v sede alebo v ľahu, aby ste neboli vo výnimočných prípadoch vystavení nebezpečenstvu poranenia z dôvodu pocitu slabosti.
- Pri pociťovaní slabosti prístroj okamžite vypnite a podložte si nohy (cca 5-10 min.).
- Stimulácia by mala byť príjemná. Ak prestane prístroj správne fungovať, ak sa dostaví nevoľnosť alebo bolesti, okamžite aplikáciu prerušte.
- Manžetu skladajte až vtedy, keď je prístroj vypnutý!
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti (~ 1 m) krátkovlnných alebo mikrovlnných zariadení (napr. mobilných telefónov), keďže tieto zariadenia môžu mať vplyv na účinnosť prístroja.
- Nikdy prístroj nenamáčajte do vody alebo iných kvapalín.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti ľahko zápalných látok, plynov alebo výbušnín.

Pokyny k elektródam



Pozor

- Elektródy sa nesmú prikladať na otvorené miesta pokožky.
- Max. odporúčaná výstupná hodnota pre elektródy je 5 mA / cm².
- Efektívna prúdová hustota vyššia ako 2 mA / cm² vyžaduje zvýšenú pozornosť užívateľa.



Varovanie

Predchádzajte možným úrazom a prístroj nepoužívajte v nižšie uvedených prípadoch:

- Nepoužívajte prístroj, ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iné implantáty, napr. inzulínovú pumpu či iné kovové implantáty.
- Pri vysokej horúčke (napr. > 39 ° C).

- V prípade známych alebo akútnych porúch srdcového rytmu (arytmia) a iných porúch stimulácie a obehových porúch srdca.
- Pri záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia).
- Počas tehotenstva.
- V prípade ochorenia rakovinou.
- Po operáciách, po ktorých by zvýšené svalové kontrakcie mohli narušiť liečebný postup.
- Na koži s akútnym alebo chronickým ochorením (poranenie alebo zápal), napr. pri bolestivých aj nebolestivých zápaloch a začervenaní.
- Na hojaciach sa operačných jazvách.
- Pri súčasnom pripojení k inému vysokofrekvenčnému chirurgickému prístroji. Mohlo by dôjsť k popáleninám medzi elektrickými prúdovými poliami.
- Pod vplyvom utišujúcich liekov alebo alkoholu či hypnotík.
- Pri všetkých činnostiach, pri ktorých by mohla nastať nepredvídaná a nebezpečná reakcie (napr. zvýšená svalová kontrakcia napriek nízkej intenzite), napr. pri jazde autom alebo obsluhu a riadení strojov.
- U spiacich osôb.
- Nepoužívajte tento prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do tela vysielajú elektrické impulzy.
- Prístroj je vhodný pre súkromné použitie.
- Manžetu smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.
- Dbajte na to, aby sa počas stimulácie nemohli do kontaktu s elektródami dostať žiadne kovové predmety, inak by mohlo dôjsť k bodovým popáleninám.
- Pri akútnych alebo chronických ochoreniach žalúdka a zažívacieho traktu.
- V prípade voperovaných kovových implantátov.
- Pri používaní inzulínovej pumpy.
- V prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni alebo pri kúpaní či sprchovaní.

Prístroj sa nesmie používať:

- v oblasti hlavy: mohol by vyvolať kŕčové záchvaty;
- v oblasti krku / krčnej tepny: mohol by spôsobiť zástavu srdca;
- v oblasti hltana a hrtana: mohol by spôsobiť svalové kŕče, ktoré by mohli viesť až k uduseniu;
- v blízkosti hrudného koša: tu by jeho použitie mohlo zvýšiť riziko fibrilácie srdcových komôr a vyvolať zástavu srdca.

Pred použitím sa poraďte s lekárom v prípade:

- akútnych ochorení, najmä pri podozrení alebo diagnóze poruchy zrážanlivosti krvi, náchylnosti na tromboembolické ochorenia a takisto v prípade výskytu zhubných nádorov;
- cukrovky alebo iných ochorení;
- nevyjasnených chronických bolestí, nezávisle na časti tela;
- všetkých porúch citlivosti so zníženým vnímaním bolesti (napr. poruchy látkovej výmeny);
- súčasne prebiehajúceho lekárskeho ošetrovania;
- výskytu problémov pri stimulačnej liečbe;
- trvalého podráždenia pokožky pod elektródami.



Varovanie

Použitie prístroja nenahrádza lekársku konzultáciu a liečbu. Konzultujte vždy preto najskôr každý druh bolesti alebo choroby so svojim lekárom!

Pred uvedením do prevádzky



Pozor

- Pred použitím prístroja odstráňte všetok obalový materiál.
 - Okamžite prístroj vypnite, ak je poškodený alebo ak sa objaví nejaká porucha.
 - Ak samolepiace kryty pre pripojenie elektród chýbajú alebo sa uvoľnili, naliehavo odporúčame nalepiť priložené kryty elektród.
 - Nikdy k telu neprikladajte manžetu na kolená a lakty s nekrytými kovovými elektródami.
- Používanie manžety na kolená a lakty bez zakrytých elektród môže spôsobiť poranenie.



Pozor

- Výrobca neručí za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.
- Chráňte prístroj pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Ak vám prístroj spadne alebo bude vystavený extrémnej vlhkosti či bude v tejto súvislosti inak poškodený, nemožno ho už ďalej používať. Prístroj sa nesmie vystavovať vysokým teplotám alebo slnečnému žiareniu.

- V žiadnom prípade nesmiete prístroj otvárať alebo opravovať, inak sa už nedá zaručiť jeho dokonalé fungovanie. V prípade nedodržania týchto pokynov záruka zaniká.
- Pokiaľ je treba prístroj opraviť, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu.




Pokyny pre zaobchádzanie s batériami

- Ak by sa tekutina z článku batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára.
- **⚠ Nebezpečenstvo prehĺtnutia!** Malé deti by mohli batérie prehltnúť a udusiť sa. Batérie preto uchovávejte mimo dosahu detí!
- Dbajte na označenie polarít plus (+) a mínus (-).
- Ak batéria vytečie, použite ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie suchou utierkou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
- **⚠ Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nehádzte do ohňa.
- Batérie nesmú byť nabitá alebo skratované.
- V prípade, že sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batérie z priehradky.
- Používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií.
- Vymieňajte vždy všetky batérie zároveň.
- Nepoužívajte dobíjacie akumulátory!
- Batérie sa nesmú rozoberať, otvárať alebo drviť.

4. Popis prístroja

Ovládacia jednotka



5. Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií

Otvorte priehradku na batérie [4] tak, že zatlačíte na kryt v mieste so šípku a odsuniete ho smerom nadol.

Vložte 3 alkalické batérie typu AAA 1,5 V. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu batérií. Kryt batérií opäť zatvorte tak, aby ste cítili a počuli zreteľné zacvaknutie.



Pripojenie pripojovacieho kábla a priloženie univerzálnej manžety

1. Pripojte pripojovací kábel s kovovými koncovkami klipov na univerzálnej manžete.



Upozornenie

Univerzálnu manžetu môžete priložiť na koleno alebo na lakeť.

Pred priložením univerzálnej manžety najskôr ošetrované miesto očistite a odmastite.



Než priložíte univerzálnu manžetu, ľahko navlhčíte elektródy s vodným kontaktom a koleno alebo lakeť vodou.

Priložte univerzálnu manžetu na koleno alebo na lakeť. Dbajte na to, aby plochy elektród s vodným kontaktom doľahli ku kolenu alebo lakti. Okrúhly otvor univerzálnej manžety musí ležať na jabĺčku alebo na špičke laktá.

2. Upevnite univerzálnu manžetu v požadovanej polohe pomocou suchých zipsov.

Dbajte na to, aby univerzálna manžeta nebola upevnená príliš natesno, elektródy s vodným kontaktom však musí mať dostatočný kontakt s pokožkou.

3. Zapojte konektor pripojovacieho kábla do pripojovacej zásuvky [5] ovládacej jednotky.

Výmena batérií

Ak sa objaví symbol stavu batérií [7], vymeňte batérie.

- Otvorte priehradku na batérie [4] tak, že zatlačíte na kryt v mieste so šípkou a odsuniete ho smerom nadol.

- Do prístroja sa vkladajú 3 batérie 1,5 V typu AAA (LR 03 Micro).

- Dbajte na správne pólovanie. Dbajte na grafické znázornenie v priehradke na batérie.

- Nepoužívajte dobíjacie akumulátory!



6. Ovládanie

Všeobecné pokyny pre používanie

 Zapnite prístroj až vtedy, keď je manžeta správne nasadená. Pozri kapitolu 5. Prístroj TENS na kolenná a lakte je určený pre individuálnu liečbu bolesti v oblasti kolien a laktov.

Zapnutie

Stlačte vypínač [1] a podržte ho stlačený, pokiaľ nebudete počuť krátky tón a nezapne sa LCD displej [6]. Pri prvom spustení prístroja sa automaticky aktivuje program A.

Voľba programu

Stlačte tlačidlo pre voľbu programov P [3], ktorým môžete vyberať rôzne programy.

K dispozícii máte tieto programy:

Program	Frekvencia	Čas
A	4–110 Hz (3 fáze)	30 min.
B	4 Hz	25 min.
C	2 Hz (burst, náraz)	25 min.
D	100 Hz	25 min.

Upozornenie:

Pri voľbe programu A pocítite pri prechode z fázy 1 do fázy 2 (asi po 10 minútach) silnejší účinok. Ide o normálny a zamýšľaný jav. Ak by sa vám intenzita zdala príliš vysoká, môžete ju jednoducho znížiť stlačením tlačidla intenzity ▼ [2].

Upozornenie:

Pri zmene programu (napríklad z A na B) počas stimulácie sa postupne zvyšuje východisková intenzita v novom programe až na úroveň nastavenej intenzity. V prípade potreby možno tento postup zastaviť stlačením tlačidla intenzity ▼ [2] na dve sekundy alebo vypnutím prístroja stlačením vypínača [1] na dve sekundy.

Zastavenie príliš silných impulzov

Intenzitu môžete kedykoľvek znížiť alebo môžete vypnúť prístroj stlačením vypínača [1] (~ 2 sekundy).

Nastavenie intenzity

Stlačte tlačidlo ▲ [2] pre postupné zvýšenie intenzity alebo tlačidlo ▼ [2] pre zníženie intenzity. Intenzitu môžete nastavovať v 20 stupňoch. Podľa úrovne intenzity pocítite najskôr ľahké mravčenie, ktoré môže narásť v svalové kontrakcie.

 Zvoľte také nastavenie, aby ste stimuláciu pociťovali stále ako príjemnú.

Zabránenie nežiaducim zmenám impulzov

Aby ste zabránili neúmyselnému zvýšeniu intenzity počas stimulácie, aktivujte jednoducho funkciu zablokovania tlačidiel.

Stlačte asi na 2 sekundy tlačidlo pre voľbu programov P [3]. Zaznie akustický signál a na displeji sa zobrazí symbol "  " [6]. K deaktivácii funkcie zablokovania tlačidiel stlačte asi na 2 sekundy tlačidlo P [3].

Reakcia na nepríjemné pocity

Ak pocítite na koži bodanie alebo svrbenie, mali by ste vypnúť prístroj a postupovať podľa týchto krokov:

- Skontrolujte, či sú elektródy v poriadku alebo či nevidia známky poškodenia.
- Skontrolujte, či sú na prípojkách elektród umiestnené okrúhle kryty.
- Zložte manžetu a znova ju kompletne navlhčíte.
- Pri opätovnom nasadzovaní dbajte na správny kontakt s kožou a dobré navlhčenie.

Funkcia pauzy

Ak by ste potrebovali počas programu urobiť prestávku, stlačte krátko tlačidlo pre pauzu [1]. Zaznie akustický signál a na displeji [6] začne blikať symbol pauzy "II". Ďalším stlačením [1] môžete v programe pokračovať.

Rozpoznanie kontaktu

Ak elektródy nemajú kontakt s telom, nastaví sa intenzita automaticky na nulu. Zabráni sa tak nežiaducemu podráždeniu. Bez kontaktu s telom nemožno intenzitu zvyšovať.

Pamäťová funkcia

Prístroj ukladá do pamäte posledný nastavený program. Po výmene batérií sa prístroj opäť spustí s prvým programom.

7. Čistenie a uloženie

Čistenie ovládacej jednotky



Pozor

Než začnete s čistením ovládacej jednotky, odpojte od nej a od univerzálnej manžety pripojovací kábel a vyberte batérie.

Po použití očistite ovládaciu jednotku jemnou, ľahko navlhčenou utierkou. V prípade silného znečistenia môžete utierku navlhčiť slabým mydlovým roztokom. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do vnútornej časti ovládacej jednotky nedostala žiadna voda!

Čistenie univerzálnej manžety



Pozor

1. Než začnete s čistením, odpojte pripojovací kábel od univerzálnej manžety.
2. Univerzálnu manžetu opatrne vyčistite vo vlažnej vode s mydlovým roztokom. Nepoužívajte horúcu vodu. Potom univerzálnu manžetu opláchnite dostatočným množstvom vody, aby na nej nezostali žiadne zvyšky mydla.
3. Potom univerzálnu manžetu opatrne osušte ľahkými dotykmi uteráka.



Varovanie

- Ak by bola univerzálna manžeta poškodená, vymeňte ju.
- Pred ďalším priložením univerzálnej manžety najskôr ošetrované miesto očistite a odmastite.

Uloženie

- Odpojte pripojovací kábel od vypnutej ovládacej jednotky.
- Zložte univerzálnu manžetu z tela.
- Odpojte pripojovací kábel od univerzálnej manžety.
- Uložte ovládaciu jednotku, univerzálnu manžetu a pripojovací kábel do originálneho obalu.
- Originálny obal uchovávajte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Vytečené batérie by mohli prístroj poškodiť.

8. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

Použitie, úplne vybité batérie sa likvidujú prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, v zberniciach pre zvláštne odpady alebo u predajcov elektrotechniky. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.

Upozornenie: Na batériách s obsahom škodlivých látok sa nachádzajú tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.



9. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj sa nezapína.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Batérie nie sú správne vložené.	Vložte batérie znovu do prístroja.
Stimulácia je príliš slabá.	Univerzálna manžeta nemá dostatočný kontakt s pokožkou.	Priložte znovu univerzálnu manžetu. Zaisťte dostatočný kontakt s pokožkou.
	Elektrody s vodným kontaktom nie sú dostatočne zvlhčené.	Vypnite prístroj. Navlhčite elektrody.
Stimulácia je nepríjemná.	Na prístroji je nastavená príliš vysoká intenzita.	Znížte intenzitu na prístroji.
	Elektrody s vodným kontaktom nie sú dostatočne zvlhčené.	Vypnite prístroj. Navlhčite elektrody.
	Pripojovací kábel je opotrebovaný / chybný.	Vymeňte pripojovací kábel.
	Elektrody s vodným kontaktom sú opotrebované / chybné.	Vymeňte univerzálnu manžetu.
Nepravidelná stimulácia.	Pripojovací kábel je chybný.	Znížte intenzitu a otočte pripojovací kábel u zdievky o 90 °. Ak by dochádzalo k ďalším výpadkom, vymeňte pripojovací kábel.
Stimulácia je neúčinná.	Elektrody s vodným kontaktom nepriliehajú správne ku koži.	Zložte elektrody s vodným kontaktom a opäť ich umiestnite na kožu. Zaisťte dostatočný kontakt s pokožkou.
Koža je červená a / alebo dochádza k bodavým bolestiam.	Univerzálna manžeta nedolieha správne k pokožke.	Zaisťte, aby univerzálna manžeta pevne priliehala k pokožke.
	Univerzálna manžeta je znečistená.	Vyčistite univerzálnu manžetu podľa popisu v tomto návode na použitie.
	Elektroda s vodným kontaktom je poškriabaná.	Vymeňte univerzálnu manžetu.
	Elektrody s vodným kontaktom nie sú dostatočne zvlhčené.	Vypnite prístroj. Navlhčite elektrody.
Stimulácia sa počas použitia prístroja prerušuje.	Univerzálna manžeta sa uvoľnila.	Prerušte stimuláciu a znovu priložte univerzálnu manžetu.
	Pripojovací kábel sa uvoľnil.	Prerušte stimuláciu a znovu zapojte pripojovací kábel.
	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie v ovládacej jednotke.

Pokiaľ tu nie je váš problém uvedený, kontaktujte zákaznický servis.

10. Technické údaje

Obvod manžety	Cca 25 až 70 cm
Typ	EM 29
Hmotnosť - Prístroj - Prístroj, manžeta a kábel	- Cca 90 g spolu s batériou - cca 210 g spolu s batériou
Veľkosť elektród	cca 114 x 59 mm
Parametre (záťaž 500 ohmov)	výstupné napätie: max. 50 Vpp / 5.5 V rms výstupný prúd: max. 100 mApp / 11 mArms výstupná frekvencia: 2–110 Hz
Dĺžka impulzu	60–220 µs na fázu
Tvar vlny	Symetrické, bifázické obdĺžnikové impulzy
Napájanie	4,5 V (3x batérie 1,5 V AAA, typ LR 03)
Prevádzkové podmienky	0 °C až 40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 20–65 %
Skladovanie	0 °C až 55 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 10–90 %

Technické zmeny v rámci zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku sú vyhradené. Pri použití prístroja mimo špecifikáciu nie je zaručené jeho správne fungovanie! Tento prístroj zodpovedá európskym normám EN60601-1 a EN60601-1-2 a podlieha špeciálnym bezpečnostným opatreniam z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Nezabudnite, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na tento prístroj. Presnejšie údaje si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo prečítať na konci návodu na použitie. Prístroj zodpovedá požiadavkám smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach a zákonu o zdravotníckych pomôckach. Pre tento prístroj nie je nutná žiadna funkčná skúška a poučenie podľa § 5 vyhlášky pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok. Rovnako nie je nutné vykonávať bezpečnostné kontroly podľa § 6 vyhlášky pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353,

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662,

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz